



溫度校正

- 景德工業股份有限公司所屬的溫度校正實驗室通過 TAF (中華民國財團法人全國認證基金會) 認證，實驗室編號 0486。
- TAF 為 ILAC-MRA 簽屬會員之一，故一份校正報告可全世界通用。
- 白金電阻溫度計主要提供 PT100 校正服務，熱電偶溫度計則提供 S、R、K、N、E、J、T 型熱電偶溫度計；其最佳校正能力如下：

°C / Type	S	R	K	N	E	J	T	RTD
-30	/	/	/	/	/	/	/	0.03
0	/	/	/	/	/	/	/	0.03
50	/	/	/	/	/	/	/	0.03
100	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.05
150	/	/	/	/	/	/	/	0.07
200	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.07
250	/	/	/	/	/	/	/	0.09
300	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.09
400	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	/
500	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	/	/
600	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	/	/
700	1.1	1.1	1.0	1.0	/	/	/	/
800	1.2	1.2	1.1	1.1	/	/	/	/
900	1.2	1.2	1.0	1.0	/	/	/	/
1000	1.2	1.0	1.0	1.0	/	/	/	/
1100	1.5	1.5	1.9	1.7	/	/	/	/
1200	2.1	2.1	2.4	2.3	/	/	/	/
1300	2.2	2.1	2.4	2.2	/	/	/	單位：°C

註：認可最小不確定度以涵蓋因子 $k=2$ ，信賴水準約 95% 表示。

Calibration